

Endotoxin

Das Kontroll-Standard-Endotoxin (CSE) E.coli ist gegen das USP Referenz- Standard-Endotoxin (RSE) EC-6 standardisiert und wird für positive Produktkontrollen (PPC) eingesetzt. Ein Zertifikat in EU und IU/ml ist allen Endotoxin- und Lysat-Chargen beigelegt.



EXKLUSIV

Mit diesem neuen Kit können Sie Ihre Endotoxin-Verdünnungen 4 Wochen lang konservieren. Dieses Kit entspricht der gültigen USP 28.

Kit CXE

Beschreibung	Artikelnummer	Preis in €
EXTENDED CSE DILUTION KIT 1 x 10 ng Kontroll-Standard-Endotoxin 1 x 60 ml Konservierungsflüssigkeit 11 Röhrchen (16 x 100 mm) für Verdünnung	KIT E140	

Kontroll-Standard-Endotoxin (CSE)

Beschreibung	Menge	Artikelnummer	Preis in €
Kontroll-Standard-Endotoxin (CSE)	1 x 500 ng	E110	
Kontroll-Standard-Endotoxin (CSE)	1 x 10 ng	E120	
Positive Produktkontrollen (Single Test)	25 Tests	PC100	

Referenz-Standard-Endotoxin (RSE)

Beschreibung	Menge	Artikelnummer	Preis in €
Referenz-Standard-Endotoxin (EU PBR4)	10000 UI/Flasche	E160	
Referenz-Standard-Endotoxin (USP EC 6)	10000 EU/Flasche	E150	

Endotoxin Indikatoren für Validierung oder Monitoring

Beschreibung	Menge	Artikelnummer	Preis in €
Endotoxin Indikatoren 2000 EU/Flasche	12 Flaschen	EVV2K	
Endotoxin Indikatoren 10000 EU/Flasche	12 Flaschen	EVV10K	
Endotoxin Indikatoren 100000 EU/Flasche	12 Flaschen	EVV100K	
Endotoxin Indikatoren 1 Million EU/Flasche	1 Flasche	EVV1M	
Endotoxin Indikatoren 2,5 Millionen EU/Flasche	1 Flasche	EVV2,5M	
Endotoxin Indikatoren 10 Millionen EU/Flasche	1 Flasche	EVV10M	



- Wichtige Information:** alle Charles River Produkte sind mit einem Qualitätszertifikat versehen
- Das Zertifikat beinhaltet:**
- die Lot-Nummer
 - die garantierte Endotoxin-Menge
 - Abwesenheit von Interferenzen
 - Ablaufdatum
 - Datum für die Ausstellung des Qualitätszertifikates
- Rückverfolgbarkeit:** Über das Computersystem von Charles River Laboratories ist es möglich jedes Produkt zurückzuverfolgen.

Puffer

Beschreibung	Menge	Artikelnummer	Preis in €
Tris 0,1 M zur pH-Wert-Justierung	12 Flaschen je 30 ml	BT103	
Tris 0,25 M zur pH-Wert-Justierung pH <6	6 Flaschen je 5 ml	BT101	
Tris 1 M	6 Flaschen je 4 ml	BC1000	
MgSO4 0,5 M			
Endotoxin spezifischer Puffer	6 Flaschen je 5,5 ml	BG120	
EXKLUSIV			
Dispersionspuffer	12 Flaschen je 30 ml	BD100	
Dispersionspuffer	1 Flasche je 30 ml	BD10	

LAL-Reagenzwasser

Beschreibung	Menge	Artikelnummer	Preis in €
Reagenzwasser < 0,005 EU/ml	12 Plastikflaschen je 30 ml	W130	
Reagenzwasser < 0,005 EU/ml	12 Plastikflaschen je 50 ml	W120	
Reagenzwasser < 0,005 EU/ml	12 Plastikflaschen je 100 ml	W110	
Reagenzwasser < 0,005 EU/ml	6 Plastikflaschen je 500 ml	W150	

Zubehör

Die Glaswaren werden speziell bei Charles River für den LAL-Test hergestellt. Die Entpyrogenisierung wird anhand einer 3-logarithmischen Reduktion getestet und zertifiziert.



Mikrotiterplatten und pyrogenfreie Teströhrchen/Glas

Beschreibung	Menge	Artikelnummer	Preis in €
10 x 75 mm, Borosilikatglas mit Schraubkappe	50 Stück/Packung	TL1200	
10 x 75 mm, Sodaglas ohne Schraubkappe	50 Stück/Packung	T200	
10 x 75 mm, Borosilikatglas für LAL-5000 & Gel-Clot	50 Stück/Packung	T400	
8 x 75 mm, Borosilikatglas für LK-064 und LK-032	50 Stück/Packung	T500	
Mikrotiterplatten einzeln verpackt	50 Stück/Packung	TF1300	
Endosafe LAL-Mikrotiterplatten einzeln verpackt	50 Stück/Packung	M9005	

Glasröhrchen für Verdünnungen

Beschreibung	Menge	Artikelnummer	Preis in €
12 x 75 mm Borosilikatglas ohne Schraubkappe	50 Stück/Packung	TL1000	
13 x 100 mm Borosilikatglas ohne Schraubkappe	50 Stück/Packung	TL300	
16 x 90 mm, Borosilikatglas mit Schraubkappe	70 Stück/Packung	TL700	
16 x 100 mm Borosilikatglas ohne Schraubkappen	30 Stück/Packung	TL2000	

Pyrogenfreie Pipetten mit Qualitätszertifikat

Beschreibung	Menge	Artikelnummer	Preis in €
1 ml Glaspipetten Borosilikatglas	100 Stück/Packung	PL100	
2 ml Glaspipetten Borosilikatglas	100 Stück/Packung	PL200	
5 ml Glaspipetten Borosilikatglas	100 Stück/Packung	PL500	
10 ml Glaspipetten Borosilikatglas	100 Stück/Packung	PL1000	

Zubehör zur Probenahme

Beschreibung	Menge	Artikelnummer	Preis in €
16 x 160 mm Borosilikatglas mit Schraubkappe	100 Stück/Packung	TL800	
18 x 150 mm Borosilikatglas ohne Schraubkappe	10 Stück/Packung	TL600	
Wasserdichte Stopfen für 18 x 150 mm Glasröhrchen	10 Stück/Packung	TF1200	
Spachtel Länge = 150 mm	10 Stück/Packung	F300X	
5 ml Spritzen und Kanüle einzeln verpackt	12 Stück/Packung	F200	
Proben-Reservoirs 50 ml einzeln verpackt	80 Stück/Packung	F80	



Die PETG Flaschen sind bestrahlt und für die endotoxin-freie Probenahme zertifiziert.

PETG Flaschen

Beschreibung	Menge	Artikelnummer	Preis in €
Flasche 30 ml	24/Packung	F1030	
Flasche 60 ml	24/Packung	F1060	
Flasche 125 ml	24/Packung	F1125	
Flasche 250 ml	24/Packung	F1250	
Flasche 500 ml	24/Packung	F1500	
Flasche 1000 ml	24/Packung	F1000	
Flasche 2000 ml	24/Packung	F2000	

Zubehör



Alle Plastikartikel sind steril. Sie wurden getestet und kleiner 0,005 EU/ml zertifiziert.

Pyrogenfreie Pipettenspitzen mit Qualitätszertifikat

Beschreibung	Menge	Artikelnummer	Preis in €
Volumen 2 - 200 μ l einzeln verpackt	100 Stück/Packung	DF200	
Volumen 200 - 1000 μ l einzeln verpackt	100 Stück/Packung	DF300	
Gelbe Pipettenspitzen 5 - 200 μ l einzeln verpackt	500 Stück/Packung	DF400	
Blaue Pipettenspitzen 100 - 1000 μ l einzeln verpackt	250 Stück/Packung	DF500	
Rack 96 Pipettenspitzen gelb 2 - 200 μ l	Karton je 10 Stück	DF700	
Rack 96 Pipettenspitzen blau 100 - 1000 μ	Karton je 10 Stück	DF800	

Pyrogenfreie Dispenser Tips

Beschreibung	Menge	Artikelnummer	Preis in €
Dispenser Tips plus 0,5 ml einzeln verpackt	100 Stück/Packung	PF1600	
Dispenser Tips plus 2,5 ml 100 einzeln verpackt	100 Stück/Packung	PF1800	
Dispenser Tips plus 5 ml einzeln verpackt	100 Stück/Packung	PF1900	

Parafilm

Beschreibung	Menge	Artikelnummer	Preis in €
Parafilm 5 cm x 75 m	Rolle	QF100	
Parafilm 10 cm x 38 m	Rolle	QF200	

Zubehör für den LAL-Arbeitsplatz



Um Ihnen eine vollständige Lösung für den Endtoxintest bieten zu können, umfasst die Produktpalette von Charles River alle notwendige Ausrüstung für den LAL-Test.

Zubehör für den LAL-Arbeitsplatz

Beschreibung	Artikelnummer	Preis in €
Heizblock (37°C)	TAL40C	
Wasserbad (37°C +/-1°C)	WB6L	
Vortex	VORTEX	
Eppendorf® elektronische Multipipette	MULTIP	
Labsystem® elektronische Pipette 100-1000 µl	FINN1000	
Labsystem® elektronische Pipette 10-100 µl	FINN100	
Reagenzglasständer (Gelklot)	STAND24	
Reagenzglasständer (Verdünnungsröhrchen)	STAND12	

