

## PTS : Portable test system

**ÚNICO**

El PTS permite realizar distintos ensayos: determinación de endotoxinas, identificación de bacterias Gram + y Gram -, y determinación de proteínas.



### Ventajas del sistema PTS :

- Resultados in situ
- Simple de utilización
- Datos transferibles a PCs o impresión de resultados en papel térmico
- Equipos entregados con 1 año de garantía de piezas y mano de obra. Se pone a disposición un equipo de préstamo en caso de inmovilización del equipo de origen.

### P.T.S. : Portable Test System

| Descripción  | Referencia | € |
|--|------------|---|
| Endosafe PTS kit<br>determinación de endotoxinas, identificación de Gram (405 nm)<br>Lector con software integrado<br>Alimentación<br>Cable adaptador (hyperterminal)<br>Mini-pipeta<br>Manual utilización | PTS 100    |   |
| Endosafe PTS BCA<br>Para determinación de proteínas (562 nm)<br>Lector con software integrado<br>Alimentación<br>Cable adaptador (hyperterminal)<br>Mini-pipeta<br>Manual utilización                      | PTS562     |   |
| Impresora Seiko y adaptador y cable  | PTS300     |   |
| Papel térmico  | PTS301     |   |
| Cable de impresora   | PTS302     |   |
| Mini pipeta  | PTS400     |   |
| Calibración anual  | PTS500     |   |
| 4 años de garantía   | PTS501     |   |
| kit para IQ/OQ/PQ calificación   | PTS502     |   |
| Calificación IQ/OQ/PQ (gastos de desplazamientos no incluidos)   | TS502      |   |
| Servicio y mantenimiento   | PTS503     |   |
| Maleta de transporte   | PTS600     |   |
| Alquiler de un PTS durante un mes  | MF100      |   |

**NOVEDAD**

### Notas :

- La calibración anual es válida 1 año. Se ruega contacten 60 días antes de la finalización del periodo de validez para programar una nueva calibración.

# Cartuchos para PTS

**ÚNICO**



## Determinación de endotoxinas :

- Test LAL cuantitativo
- Resultados en 15 minutos
- Reactivo LAL y endotoxina incluidos en el cartucho
- Detección entre 0.05-5 EU/ml, 0.1-10 EU/ml y 0.01-1 EU/ml

## Determinación de endotoxinas

| Descripción                        | Embalaje             | Referencia | € |
|------------------------------------|----------------------|------------|---|
| Cartucho – sensibilidad 0.1 EU/ml  | Caja de 10 cartuchos | PTS 201    |   |
| Cartucho – sensibilidad 0.05 EU/ml | Caja de 10 cartuchos | PTS 2005   |   |
| Cartucho – sensibilidad 0.01 EU/ml | Caja de 10 cartuchos | PTS 2001   |   |

**NOVEDAD**

## Identificación Gram+/Gram- :

- Resultados en 3 minutos
- Una sola etapa para realizar el test
- analiza 4 muestras simultaneamente

**NOVEDAD**

## Identificación Gram+/Gram-

| Descripción                    | Embalaje             | Referencia | € |
|--------------------------------|----------------------|------------|---|
| Cartucho - Identificación Gram | Caja de 10 cartuchos | GI 100     |   |

## Determinación de proteínas

- Resultados en 15 minutos o menos
- No precisa realizar una curva estándar
- amplio rango de la curva estándar : 10 - 1000 µg/ml

**NOVEDAD**

## Determinación de proteínas

| Descripción                           | Embalaje              | Referencia | € |
|---------------------------------------|-----------------------|------------|---|
| Cartucho - determinación de proteínas | Caja de 10 cartuchos  | RMMBCA10   |   |
| Cartucho - determinación de proteínas | Caja de 100 cartuchos | RMMBCA100  |   |