


PTS : Portable test system

EXCLUSIF

Le système PTS permet différentes applications : dosage d'endotoxines, détermination Gram + / Gram - et dosage de protéines



Avantages du PTS :

- Résultats sur le site de prélèvement
- Simple d'utilisation
- Données transférables sur PC ou imprimables sur papier thermique
- Appareil livré avec 1 an de garantie pièces et main d'œuvre avec mise à disposition d'un appareil de prêt en cas d'immobilisation de l'appareil d'origine.

P.T.S. : Portable Test System

Désignation	Conditionnement	Référence	P.U. H.T. €
Endosafe PTS kit Pour endotoxines et identification Gram (405 nm) Lecteur avec logiciel intégré Alimentation Cordon adaptateur (hyperterminal) Mini-pipette Manuel d'utilisation		PTS100	
Endosafe PTS BCA Pour dosage de protéines (562 nm) Lecteur avec logiciel intégré Alimentation Cordon adaptateur (hyperterminal) Mini-pipette Manuel d'utilisation	NOUVEAU	PTS562	
Imprimante Seiko avec adaptateur et câble		PTS300	
Papier thermique		PTS301	
Cable imprimante		PTS302	
Mini-pipette		PTS400	
Calibration annuelle		PTS500	
4 ans d'extention de garantie		PTS501	
Kit pour qualification IQ/OQ/PQ		PTS502	
Qualification IQ/OQ/PQ (Hors frais de déplacement)		TS502	
Service et main-d'œuvre sur PTS		PTS503	
Malette de transport		PTS600	
Location PTS 1 mois		MF100	

Note :

- La calibration annuelle est valable 1 an. Nous contacter 60 jours avant la fin de la période de validité afin d'organiser une nouvelle calibration et le prêt d'un PTS.

Cartouches pour PTS

EXCLUSIF

Dosage d'endotoxines :

- Test quantitatif
- Résultats en 15 minutes environ
- Réactifs LAL et endotoxines inclus dans la cartouche
- Détection entre 0.05-5 EU/ml, 0.1-10 EU/ml et 0.01-1 EU/ml



Dosage d'endotoxines

Désignation	Conditionnement	Référence	P.U. H.T. €
Cartouches – sensibilité 0.1 EU/ml	Boite de 10 cartouches	PTS 201	
Cartouches – sensibilité 0.05 EU/ml	Boite de 10 cartouches	PTS 2005	
Cartouches – sensibilité 0.01 EU/ml	Boite de 10 cartouches	PTS 2001	

NOUVEAU

Identification Gram +/- Gram - :

- Résultats en 3 minutes environ
- Une seule étape
- Permet de travailler sur 4 échantillons simultanément

NOUVEAU

Identification Gram +/- Gram -

Désignation	Conditionnement	Référence	P.U. H.T. €
Cartouches – identification Gram +/-	Boite de 10 cartouches	GI 100	

Dosage de protéines :

- Résultats en 15 minutes maximum
- Inutile de réaliser une courbe standard
- Quantification de 10 à 1000 µg/ml

NOUVEAU

Dosage de protéines

Désignation	Conditionnement	Référence	P.U. H.T. €
Cartouches – Dosage de protéines	Boite de 10 cartouches	RMMBCA10	
Cartouches – Dosage de protéines	Boite de 100 cartouches	RMMBCA100	