

PTS : Portable test system

ESCLUSIVO

Vantaggi del PTS Endosafe :

- Risultati rapidi direttamente sul sito di campionamento
- Semplice utilizzo
- I dati sono inviati a un PC o a una stampante Seiko
- Il dispositivo è calibrato e fornito con garanzia di un anno, che copre le riparazioni e i pezzi di ricambio. Un lettore sostitutivo sarà fornito durante la riparazione.



P.T.S. : Portable Test System

Descrizione	Confezione	Riferimento	€
Endosafe PTS kit Per determinazione quantitativa delle endotossine e distinzione Gram + / Gram - (405 nm) Lettore e software integrato Cavo di collegamento al PC (hyperterminal) Alimentore Mini pipetta Manuale operativo		PTS100	
Endosafe PTS BCA Per determinazione delle proteine (562 nm) Lettore e software integrato Cavo di collegamento al PC (hyperterminal) Alimentore Mini pipetta Manuale operativo	NOVITÀ	PTS562	
Stampante Seiko		PTS300	
Carta termica		PTS301	
Cavo per la stampante		PTS302	
Mini pipetta		PTS400	
Certificazione e calibrazione annuale		PTS500	
Programma di manutenzione preventiva		PTS501	
Kit per IQ/OQ/PQ qualificazione		PTS502	
Qualificazione IQ/OQ/PQ (il prezzo non comprende le spese di viaggio)		TS502	
Intervento tecnico di riparazione		PTS503	
Custodia protettiva		PTS600	
Affitto PTS 1 mese		MF100	

Note :


- La calibrazione è valida per un anno. Per rinnovare la calibrazione contattare Charles River 60 giorni prima della scadenza.

Cartuccia per PTS

ESCLUSIVO

Determinazione delle endotossine :

- LAL test quantitativo
- Risultati in circa 15 minuti
- Reagenti necessari già inclusi
- Range di sensibilità disponibili : 0.05-5 EU/ml, 0.1-10 EU/ml e 0.01-1 EU/ml



DETERMINAZIONE DELLE ENDOTOSSINE

Descrizione	Confezione	Riferimento	€
Cartuccia – sensibilità 0.1 EU/ml	10 / confezione	PTS201	
Cartuccia – sensibilità 0.05 EU/ml	10 / confezione	PTS2005	
Cartuccia – sensibilità 0.01 EU/ml	10 / confezione	PTS2001	

NOVITÀ

Distinzione Gram +/- Gram -

- Risultati in circa 3 minuti
- Risposta definitiva in un unico passaggio
- Test simultaneo di 4 campioni

NOVITÀ

Distinzione Gram +/- Gram -

Descrizione	Confezione	Riferimento	€
Cartuccia – Distinzione Gram	10 / confezione	GI100	

Quantificazione delle proteine:

- Risultati in 15 minuti o meno
- Impostazione della curva standard non necessaria
- Range della curva da 10 a 1000 µg/ml

NOVITÀ

Determinazione delle proteine

Descrizione	Confezione	Riferimento	€
Cartuccia - Determinazione delle proteine	10 / confezione	RMMBCA10	
Cartuccia - Determinazione delle proteine	100 / confezione	RMMBCA100	