

DetECCIÓN DE PIRÓGENOS



IPT Kit: Alternativa al test de pirógenos en conejos a partir de sangre humana. Este kit permite detectar el efecto pirógeno producido por bacterias Gram + o otros agentes pirógenos de origen biológico, no detectado por el ensayo LAL.

ÚNICO

IPT in vitro pyrogen test

Descripción	Referencia	€
IPT kit Placa de 96 pocillos con anticuerpos 11 ml de TMB 3x30 ml Cloruro de Sodio libre de endotoxinas Control Endotoxinas Control LTA 100 ml de solución de lavado tamponada 11 ml de solución stop	IPT100	

Tests de pirógenos en conejos

Descripción	
Ensayos biológicos Métodos según farmacopeas	protocolo y tarifa