

Détection des pyrogènes



Alternative au test pyrogène lapin à partir du sang humain, ce kit permet de détecter l'effet pyrogène produit par des bactéries Gram + ou tout autre agent pyrogène biologique non détecté par l'essai LAL.

EXCLUSIF

Kit IPT : in vitro pyrogen test

Désignation	Référence	P.U. H.T. €
IPT kit Plaque 96 puits coatée avec anti-corps 11 ml de TMB 3 x 30 ml chlorure de sodium exempt d'endotoxine Contrôle endotoxine Contrôle LTA 100 ml de solution de lavage tamponnée 11 ml de solution d'arrêt	IPT100	

Tests pyrogènes lapin

Désignation	
Essais biologiques Méthodes selon Pharmacopée	Protocole et tarif