

Rilevazione dei Pirogeni



L'IPT è un saggio brevettato che utilizza il sangue umano per la rilevazione dei pirogeni. Il saggio è un'alternativa in vitro al test dei pirogeni su coniglio, usato per la rilevazione di batteri e altri pirogeni di origine biologica o chimica, non rilevabili con il LAL test.

ESCLUSIVO

IPT: test dei pirogeni in vitro

Descrizione	Riferimento	€
Kit IPT Piastra a 96 pozzetti rivestita, con coperchio Anticorpi secondari 11 ml TMB 3 x 30 ml soluzione salina apirogena Controllo endotossinico e diluente Controllo non endotossinico 100 ml tampone concentrato per lavaggio 11 ml soluzione di stop	IPT100	

Test dei pirogeni su coniglio

Descrizione	
Saggio biologico In conformità con i metodi di Farmacopea	Protocollo e offerta