

CUSTOMIZANDO METADADOS PARA ANÁLISE DE TENDÊNCIAS

Portal do Cliente Accugenix

- Acesse o link <https://myaccount.accugenix.com/acgx/>
- Faça o login em sua conta
- **É preciso que você tenha privilégios de Administrador para configurar metadados**
- Clique no ícone “Configurar Metadados”
- Existem três categorias customizadas com campos para texto livre
- Adicione linhas às quatro categorias pré-definidas de metadados
 - Estas irão aparecer como um menu suspenso quando estiver completando o Formulário de Solicitação de Identificação
 - Se um metadado não está mais sendo utilizado, inative-o desmarcando a opção Ativo para removê-la do menu suspenso
 - Integridade de Dados – Você não poderá remover um metadado que já tenha sido associado à uma amostra enviada
- Não há limites no número de linhas que podem ser adicionadas às categorias pré-definidas